



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĒNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

Cena: 42,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 7,45 €



Izmērs	3.8 cm × 96 cm
Iepakojuma izmērs	18 × 5 × 4.5 cm
Svars	87.5 g (93.1 g iepakojumā)
Materiāls	Alumīnija windlass un sprādze, izturīga siksna
Krāsa	Melna
Produkta kods	H5000-4055G
EAN	6429810144393
UDI	6973105231720
Tarifa kods	90189080
NSN	N/A

Tipiskie pielietojumi

- Smagas ekstremitāšu asiņošanas kontrole
- Militārie un taktiskie medicīnas komplekti
- Neatliekamās palīdzības aprīkojums
- IFAK un trauma komplekti
- Āra un augsta riska situācijas

Svarīga informācija



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Turniketu drīkst izmantot tikai **dzīvībai bīstamas asiņošanas gadījumos**.

Pareiza apmācība ir būtiska drošai un efektīvai lietošanai.

Par ražotāju

CVN Medical Solutions izstrādā progresīvus pirmsslimnīcas medicīnas risinājumus, koncentrējoties uz asiņošanas kontroli, hipotermijas novēršanu un taktisko medicīnu. To aprīkojums tiek izmantots gan civilajā, gan militārajā sektorā.

Papildus medicīnas ierīcēm uzņēmums nodrošina sertificētas **TCCC** un **TECC** apmācības un darbojas saskaņā ar standartiem **ISO 9001**, **ISO 14001**, **ISO 13485** un **AQAP**.

FAQ

Kad jāizmanto atturnikets? Izmanto, ja bīstamas asiņošanas gadījumā no ekstremitātes, ja tiešs spiediens nav pietiekams.

Kāda ir integrētās pildspalvas funkcija? Keta uzlikšanas laiku, kas ir svarīgi medicīniskai aprūpei.

Vai konvaru uzlikt arī vienam rokai? Lietošanu ar vienu roku ārkārtas situācijās.

Vai tas ir piemērots bērniem? Bērniem nav ieteicams lietot.

Terminu skaidrojums

- **Turnikets:** ierīce asins plūsmas apturēšanai ekstremitātē.
- **Windlass:** stienis, ar kuru pievelk turniketu un rada spiedienu.
- **Hemorāģija:** smaga vai nekontrolēta asiņošana.

Drošības informācija

Nepareiza lietošana var radīt nopietnus ievainojumus. Lietot tikai dzīvībai bīstamās situācijās un saskaņā ar apmācību.

Ražotājs un GPSR kontakts

CVN Medical Oy

Yrittäjätie 2

FI-60100 Seinäjoki

Finland

Email: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem.

Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

```
document.getElementById('cloak3c48d36360898f9f28e4a5f90a5c6b3d').innerHTML = '';  
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';  
var path = 'hr' + 'ef' + '=';  
var addy3c48d36360898f9f28e4a5f90a5c6b3d = 'info' + '@';  
var addy3c48d36360898f9f28e4a5f90a5c6b3d = addy3c48d36360898f9f28e4a5f90a5c6b3d + 'cvn' + '.' + 'fi';  
var addy_text3c48d36360898f9f28e4a5f90a5c6b3d = 'info' + '@' + 'cvn' + '.' + 'fi';  
document.getElementById('cloak3c48d36360898f9f28e4a5f90a5c6b3d').innerHTML += '  
' + addy_text3c48d36360898f9f28e4a5f90a5c6b3d + '';
```